

Kompaktdruckminderer FALKE mit fester Flowtülle



www.greggersen.de

Verwendung

Medizinischer Kolbendruckminderer für Sauerstoffflaschen mit Inhaltsmanometer und Flowmeter (rastbare Durchflusseinstellung) nach EN 738 Teil 1.

Technische Daten

Bauart: Federbelasteter
Kolbendruckminderer,
Messing, mattverchromt;
Eingang: gasartspezifischer
Handanschluss
nach DIN 477 Teil 1 oder Pin
Index
Vordruck: max. 20.000 kPa (P1)
Manometer: Anzeige 0-40.000 kPa
Abgang Flow: feste Flowtülle 9/16"
Verschraubung



Druckminderer FALKE, O2 (G3/4"), Flow: 0-15 l/min Flowtülle

Konditionen:

- Alle Preisangaben exkl. MWST
- Zahlung 10 Tage netto
- Lieferzeit nach Absprache
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen