

Container System



www.tekno-medical.com

Hauptmerkmale

Bei sämtlichen tekno Containern ist der Körperrand umgebogen, was eine grössere Festigkeit dieser kritischen Stelle darstellt.

Die Dichtigkeit des Deckels wird ausserdem durch eine unschädliche Dichtung aus Schaumsilikon garantiert, die leicht zu inspizieren bzw. zu reinigen und bei Verschleiss jederzeit ersetzbar ist.

Das Stapelsystem, welches die Ausnutzung der Sterilisierkammer bzw. platzsparende Lagerung optimiert, ist im Hinblick auf die Belastung der Deckeldichtung geplant worden. Durch das Gewicht der aufgestapelten Container wird die Dichtung bloss um einige Zentimeter weitergequetscht, bis der Deckel auf der entsprechenden Sperre sitzt und die Rückfederung der Dichtung selbst ermöglicht.



Konditionen:

- Alle Preisangaben exkl. MWST
- Zahlung 10 Tage netto
- Lieferzeit nach Absprache
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen